



2022-08-10 深圳元初总仓喹诺酮快速检测结果

样品名称	三去黄花鱼	包装日期	2022-08-09
检测项目	水产兽药喹诺酮		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
喹诺酮	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>结果判断</p>  <p>产品型号: QM 货号: QN10001 版本: 2017.1</p> <p>阴性 阳性 无效</p> <p>阳性 (+): C线、T线均显色, 表示样品中喹诺酮类药物浓度低于检测限, 或不含有。</p> <p>阴性 (-): C线显红色, T线不显色, 则表示样品中喹诺酮类药物浓度高于检测限。</p> <p>无效: 未出现或控线, 表明操作过程不正确或检测卡已失效。</p> </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>		
判定	阴性		
结论	2022-08-09 批次三去黄花鱼喹诺酮检测结果为合格。		

检测人: 吴志强



深圳元初总仓生鲜产品检测报告

检测日期：2022年8月10日						
序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	厄瓜多尔超甜蕉	2022-8-10	1.033	2.68%	阴性	佳农
2	菲律宾香蕉	2022-8-10	0.984	2.45%	阴性	佳沃
3	克瑞森无籽红提	2022-8-10	0.8742	10.71%	阴性	佳沃
4	阳光玫瑰青提	2022-8-10	0.9464	3.34%	阴性	嘉徕
5	老树高山脆苹果	2022-8-10	0.9717	0.76%	阴性	芳田
6	有机空心菜	2022-8-10	0.889	9.17%	阴性	成武金石
7	红又红番茄	2022-8-10	0.850	13.22%	阴性	凯盛浩丰
8	鲜菱角	2022-8-10	0.9021	7.86%	阴性	联合菌业
9	平菇	2022-8-10	0.843	13.91%	阴性	永佳
10	板栗薯	2022-8-10	0.8831	9.80%	阴性	永佳
11	供港 长豆角	2022-8-10	0.991	2.69%	阴性	全发
12	供港 芥兰	2022-8-10	0.952	2.78%	阴性	全发
13	供港 唐生菜	2022-8-10	0.861	12.10%	阴性	全发
14	供港 香菜	2022-8-10	0.855	12.64%	阴性	高超
15	供港 蒲瓜	2022-8-10	0.888	9.36%	阴性	高超
16	供港 银丝旺菜	2022-8-10	0.957	2.23%	阴性	高超

检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药
检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）
抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。

